

E 106/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



- Ausgestattet mit 26 kleinen Federhaken á 105 mm Höhe
- Der Abstand zwischen den Federhaken beträgt ca. 60 mm

EAN: 4002511115682 / Materialnummer: 03808320 / Alte Materialnummer: 69510602D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•

Gerätezugehörigkeit

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Bechergläser	•
Einsatz/Modul für Weithalsgläser	•

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
Aufbereitung von Messzylindern	•

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	110
Außenmaß, Nettobreite in mm	220
Außenmaß, Nettotiefe in mm	445

E 106/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Weithalsgläsern, Messzylindern etc.



EAN: 4002511115682 / Materialnummer: 03808320 / Alte Materialnummer: 69510602D

Außenmaß, Bruttohöhe in mm	250
Außenmaß, Bruttobreite in mm	190
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	490
Nettogewicht in kg	0,77
Bruttogewicht in kg	0,94