

E 137

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 56 Petrihalbschalen.



- Geeignet für 56 Petrihalbschalen mit Ø 100 mm
- Ausgestattet mit 56 Halterungen á 70 mm Höhe, Abstand ca. 26 mm
- Einsetzbar im Unterkorb
- Aufsetzbar auf Einsatz E 136

EAN: 4002511115958 / Materialnummer: 03830290 / Alte Materialnummer: 69513701D

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•

Gerätezugehörigkeit

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Petrihalbschalen	•
------------------------------------	---

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Laborglas	•
----------------------------	---

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl
Strebenabstand in mm	26
Strebenhöhe in mm	70

Kapazität

Petrihalbschalen [Anzahl]	56
---------------------------	----

Standard Elektroanschluss

Phasenanzahl	0
Spannung in V	0-0
Frequenz in Hz	0-0
Gesamtanschluss in kW	0,00-0,00
Absicherung in A	0-0

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	485
---------------------------	-----

E 137

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von 56 Petrihalbschalen.

EAN: 4002511115958 / Materialnummer: 03830290 / Alte Materialnummer: 69513701D



Außenmaß, Nettobreite in mm	445
Außenmaß, Nettotiefe in mm	95
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	140
Außenmaß, Bruttobreite in mm	530
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	580
Nettogewicht in kg	2,02
Bruttogewicht in kg	3,45