


E 139/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 200 mm.

EAN: 4002516854036 / Materialnummer: 12667390 / Alte Materialnummer: 69513903D



- Geeignet für Reagenzgläser bis 12 x 200 mm Größe
- In 6 Flächen aufgeteilt
- Maschenweite 9 x 9 mm
- Einsetzbar im Unterkorb
- Einschließlich Deckel A 13

Produktzugehörigkeit

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
Großraum Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor	•
SlimLine-Laborspüler	•
Reinigungsgeräte für industrielle Teilereinigung	•
Großraum-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•
SlimLine-Laborspüler für industrielle Teilereinigung	•

Gerätezugehörigkeit

G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [IPC]	•
PLW 8636 [LAB / LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 7111 [IPC]	•
PLW 8505	•

Produktkategorie

Einsatz/Modul für Reagenzgläser	•
---------------------------------	---

Anwendungsbereich

Aufbereitung von Reagenzgläsern	•
Aufbereitung von Laborglas	•

Produkteigenschaften

Material	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Kapazität

Reagenzgläser [Anzahl]	200
------------------------	-----

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm	243
Außenmaß, Nettobreite in mm	200
Außenmaß, Nettotiefe in mm	230
Außenmaß, Bruttohöhe in mm	245
Außenmaß, Bruttobreite in mm	245
Außenmaß, Bruttotiefe in mm	265
Nettogewicht in kg	1,00
Bruttogewicht in kg	1,21

E 139/1

Einsatz

zur optimalen Aufnahme von Reagenzgläsern bis 12 x 200 mm.

EAN: 4002516854036 / Materialnummer: 12667390 / Alte Materialnummer: 69513903D



Beipack

A 13 Deckel [Anzahl]

1